

肌肤测试

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1677891032133045.html>

范文网，为你加油喝彩！

宝宝饺子馅10种-定金协议



2023年3月4日发(作者：冬青树有几种)

VISIA皮肤检测仪

仪器简介

目前是唯一能对皮肤的病理学特点进行定量分析的仪器。Proter&Gamble两大国际权威皮肤

资料库提供支持，大量临床一手数据在问题肌肤的诊疗方面实现国际化转轨，更具权威性和专业性。

VISIA皮肤问题检测仪不仅能够检测已经暴露在肌肤表面的问题，还能够通过定量分析将隐藏在皮

肤基底层的问题也直观展此刻您眼前，让您能够有充分的时刻将这些问题扑灭在萌芽状态，该仪器

能够一次检测六大肌肤健康指数。

VISIA皮肤检测仪的作用原理

VISIA皮肤检测仪目前是唯一能对皮肤的病理学特点进行定量分析的仪器。VISIA皮肤检测仪

运用先进的光学成像，RBX和软件科技，即时测出和分析表皮的斑点、毛孔、皱纹和皮肤纹理，

和由于紫外线照射而产生的皮下血管和色素性病变，如卟啉(油脂)、褐色斑、红斑等，并揭露了由

它们而引发的如黄褐斑、痤疮、酒渣鼻和蛛蛛状静脉瘤等潜在危险。进而让皮肤科医生针对皮肤问

题设计出最适合的医治方案。VISIA皮肤检测仪不仅能够检测已经暴露在肌肤表面的问题，还能够

通过定量分析将隐藏在皮肤基底层的问题也直观展此刻您眼前，让您能够有充分的时刻将这些问题

扑灭在萌芽状态。

Visia为医学和皮肤护理专业人士提供了：

- 一、开发加倍精准的医治方案;
- 二、加倍便于交流的强有力的直观沟通工具;
- 3、持续有效的跟踪医治结果和进展;
- 4、visia病理分析系统拥有捕捉和分析脸部图像的软件。

visia病理分析系统的要紧功能：

- 一、皮肤特点的定量分析：色沉点、毛孔、肤色均匀度、皱纹、UV反光点的检测分析;
- 二、针对皮肤条件进行分组：针对相同年龄的其他个人的皮肤类型来比较此女性病人的皮肤特点
- 3、循环脸部摄影：保证在标准的照明以下图像在次点与内置确信位置之间的能循环摄影
- 4、多光谱的成像：利用标准和uv摄影记录而且测量表面和表面下的皮肤状态
- 五、定性报告：为病人提供加倍容易明白得的定性分析报告，并包括治理皮肤病变的建议
- 六、拥有Mirror医学成像软件：Mirror的优势在于反映出visia图像之外的更多的问题
- 7、操作记录：在保留顾客数据和医治打算的前期，提高加倍有效的医治建议
- 八、小型放大镜工具：针对特定皮肤的特点拉近镜头和放大图像，进行选择性的测试
- 九、多种数据库选择：依照病人的需要组织提供如内科或其它学科医生进行临床研究

10、图像输出：轻松从visia到ms的图像传送，提供更多利用和表达时所需要的数据和打算

1一、利用便利的接口：visia独具魅力的感应接口使操作人员操作加倍迅速

适应症：色斑、毛孔情形、肌肤细纹、肤色均匀度、脸部感染度和皮肤基底的紫外斑等。

美国Canfield公司最新研发了一种你能够看得见、摸得着、能够精准的定量的诊断皮肤的方式——

这确实是最新的Visia皮肤诊断技术。它的显现使皮肤医治辞别了以往单凭肉眼凭医生体会判定的

历史，能够精准地定量地诊断皮肤情形，它为医生和患者提供加倍精准、清楚、容易明白得的皮肤

诊断报告，从而加倍有效地进行皮肤治理、提高医治成效

Visia皮肤诊断技术的三大科技优势：

- 第一，它能够对皮肤色斑、毛孔、皱纹、平整度、卟啉、紫外线斑和日光损伤定量评估。

这种方式是应用最新发明的SIA探查镜技术通过数字处置的一种皮肤图像处置系统，它有一

种独特的能力，能够入木三分，能够看到皮肤下2毫米内的色素、血管、胶原的日光损伤和皮肤的

健康状况，并可随着时刻的转变来测量和监控这些转变。它能够帮忙你了解皮肤老化的几个问题：

皮肤的色素斑、血液循环的散布状况、日光损伤状况、毛孔状况，皱纹状况，也能够用来追踪医

的进展情形，即即是最小的转变，它也能定量的显示，给你以医治的信心和方向。

- 第二，与一样条件（一样年龄、性别和皮肤类型）的人群进行皮肤特点的比较排名。

Visia皮肤诊断技术能够将你的情形和数据库中同年龄，同性别，同种族的人进行比较，确

信你的皮肤老化的各个单项在同龄人员中的排序，皮肤老化状况一目了然.据此进行皮肤的健康评

估，显示你的皮肤外貌是年老或年轻，并与年龄资料库中相同年龄组的人的图片进行比较，告知你

的皮肤在同龄人中的位置。

- 再次，高科技的RBX皮肤拍照系统

一、内设体位和标准照明确保每次图像的条件一致和可重复性。

二、多种光谱图像：应用标准白光、横断面偏振光闪光和紫外光作多光谱照相测量皮肤表面和皮下情形。

3、RBX技术新的RBX技术提供了非同寻常的新的探查、观看和分析皮下色素和血管情形的方式。

一、色斑：是指肌肤表面肉眼可见的斑点，生活中常见的各类化妆品针对的确实是它们；

2、紫外斑：是通过偏振光对皮肤基底层黑色素进行成像，根据黑色素的沉积情况分析基底层黑色素生长为肉眼可见

斑的几率大小。

3、黄褐斑：皮肤外在和内在的损伤的显现，例如雀斑、痣和黑斑病。当黑色素过量时就会出现黄褐斑，黄褐斑会使皮

肤表现为肤色不均。

4、红血丝：皮肤内层的血管和真皮内的血红蛋白会呈现红色，红色区域代表一种潜在的多变状态，如痤疮，炎症或静

脉虚张。痤疮瘢痕和炎症一般都呈圆形，红斑痤疮通常更大、更分散，静脉虚张通常短且细，并以稠密的网状联结。

5、皱纹：是因缺水或胶原蛋白断裂而带来的肌肤褶皱，在程度较轻的时候通常不易察觉，但如果任由发展则会带来较

大的改变；

6、毛孔：是在分析皮脂腺开孔的扩张情况和平整情况，一般长过痤疮的人群都会存在一定程度毛孔扩张和肌肤平滑度

低的问题；

7、肤色均匀度：是由偏振光对皮肤基底的探测得出的一项指标，对皮肤内的血管和色素成像后进行数据库分析；

8、粉刺：是指皮脂腺内引发痤疮的细菌进行分析，从而得出近期内皮肤爆发痤疮的几率大小；

量化分析

肤质分析柱状图（与同龄人相较所得分值）：

相对分值柱状图

皮肤特点与年龄的曲线分析图

肤质走势图

成效的跟踪检测

皮肤状况预测

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发